

**BIODET
Solução Alcoólica****Propriedades**

Produto de base alcoólica e, por isso, de rápida evaporação que permite a limpeza de superfícies tais como mesas e bancadas de trabalho sem necessidade de enxaguar. Não tem perfume adicionado e pode ser usado em HACCP.

Aplicações e modos de utilização

Aplica-se na limpeza de superfícies tais como: bancadas, mesas de refeição, portas, maçanetas, corrimões, teclados, etc. É utilizado puro por pulverização sobre as superfícies. Passar um pano e deixar secar. Não é necessário enxaguamento.

Composição

Hidrocarbonetos Alifáticos (álcool isopropílico) : 15-30 %
Tensoactivos Catiónicos : Inferior a 5%

Especificações

Aspecto a 20°C : Líquido transparente
Côr: Incolor
Odor : Álcool
pH (puro 20°C): 7,0-9,0
Densidade 20°C: 0,955-0,965 g/cm³

Conservação e armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco e ao abrigo da luz solar.

Conselhos de Segurança

Consultar a Ficha de Dados de Segurança.

Embalagens/ códigos

Biodet Solução Alcoólica 750 mL com pistola pulverizadora (cx.12 un.)- 00128